



Manuel d'instructions Birth Alarm



Comment reconnaître le modèle de Birth Alarm que vous possédez:

Mobile 2G (ancien modèle) 1.0 <ul style="list-style-type: none">• À l'arrière de l'appareil:• Le voyant ressort du boîtier• Petite ampoule visible	Mobile 2.0 <ul style="list-style-type: none">• À l'arrière de l'appareil:• Le voyant est plat et intégré dans le boîtier• Fenêtre plate et affleurante
	

Les anciens modèles 2G ne sont plus réparables.

Pour ces modèles, nous proposons un **programme de remplacement**.

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce programme de remplacement, veuillez contacter votre revendeur Birth Alarm ou nous contacter par e-mail : info@birthalarm.com

Birth Alarm Lite 1.0 / Premium V1 (ancien modèle) <ul style="list-style-type: none">• Les voyants lumineux se trouvent sur le côté court du Birth Alarm Lite	Birth Alarm Lite 2.0 / Premium <ul style="list-style-type: none">• Les voyants lumineux se trouvent sur le côté long du Birth Alarm
	

Les anciens modèles 2G ne sont plus réparables.

Un **programme de remplacement** est disponible pour ces modèles. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Birth Alarm ou nous contacter par e-mail : info@birthalarm.com

Réparabilité des modèles récents (4G)

Les modèles plus récents **Birth Alarm Lite 2.0, Mobile 2.0 et Premium** sont **réparables**.

Pour toute information concernant la réparation de votre Birth Alarm, veuillez contacter votre revendeur Birth Alarm.